


## Отчёт по работе приложения из 2 активностей (теста на переутомление) в рамках контрольной работы.


Работа приложения при его первом открытии:



5:22

Health\_test

### Переутомление (Ортостатическая проба)

 Для прохождения теста необходимо иметь возможность лечь на 5 минут. Время проведения теста около 10-15 мин.

### Тест

Дата вашего рождения:

1 ▼ янва.. ▼ 20.. ▼ Пол: М ▼

1. Сейчас нужно лечь на кровать и 5 минут пролежать на ней без движений.

2. Теперь посчитать пульс в течение минуты.

3. Введите пульс в положении лёжа:


4. Встать и стоять почти без движений около 5 минут.

5. И теперь посчитать пульс в течение минуты.

6. Введите пульс в положении стоя:

7. Нажмите "Ввод". Тест завершён!

**ВВОД**



[illegible]

Нажав на кнопку «Ввод», мы сможем попасть на 2 активность в рамках одного окна, которое имеет 4 состояния (в зависимости от введенных пользователем результатов наблюдения). При этом элементы экрана полностью функциональные, и все значения из выпадающих меню попадут на 2 активность и выводятся в консоль так же.

Одинаковое соотношение всех элементов экрана приложения вне зависимости разрешения экрана устройства позволяет сделать атрибут `layout_weight`.

Все 4 состояния 2 активности зависят, в первую очередь, от разницы пульса в положении стоя и лёжа:

1. от 0 до 12 – отлично
2. от 13 до 18 – хорошо
3. от 18 до 25 – слабая физическая тренированность
4. более 25 – переутомление или заболевание (слишком высокий показатель пульса)

В последнем варианте активность будет появляться при большой разнице или при вводе слишком больших показателей пульса.

Результаты работы 2 активности на следующей странице.



## Результаты теста

Обязательно не забывайте о регулярном профессиональном медосмотре!



*Введённые значения соответствуют полному отсутствию переутомления.*



## Результаты теста

Сейчас Вам необходимо отдохнуть и проконсультироваться со специалистом, если состояние не станет лучше!



*Введённые значения соответствуют умеренному уровню переутомления.*





## Результаты теста

Вам просто необходимо сейчас срочно отдохнуть и обратиться в медицинское учреждение для осмотра!



*Введённые значения соответствуют сильному уровню переутомления.*



## Результаты теста

Сейчас срочно Вам необходима госпитализация и больничный режим! У вас критическое переутомление!



*Введённые значения соответствуют критическому уровню переутомления.*





Также в приложении есть возможность сразу же выйти из теста или начать всё заново:



### Переутомление (Ортостатическая проба)



Для прохождения теста необходимо иметь возможность лечь на 5 минут. Время проведения теста около 10-15 мин.

#### Тест

Дата вашего рождения:

8 ▼ октя.. ▼ 19.. ▼ Пол: Ж ▼

1. Сейчас нужно лечь на кровать и 5 минут пролежать на ней без движений.

2. Теперь посчитать пульс в течение минуты.

3. Введите пульс в положении лёжа:

132

4. Встать и стоять почти без движений около 5 минут.


5. И теперь посчитать пульс в течение минуты.

6. Введите пульс в положении стоя:

195

7. Нажмите "Ввод. Тест завершён!"

**ВВОД**



### Результаты теста

У вас слишком высокий пульс!



Введённые значения соответствуют критическому показателю пульса.

